


Anti-Supt20H Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nem7

Artikelnummer: CM0029553



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SUPT20H (SPT20-Homolog, p38IP). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA in Human, Maus, Ratte. Anwendungen umfassen Autophagie, Gastrulation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUPT20H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H
Spezies	Human
GeneID (human)	55578
GeneID	55578
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 580-779 von humanem SUPT20H (NP_001014308.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NEM7
Protein-Gewicht	86kDa
Versand	Eistasche