


Anti-Supt5H/Spt5 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O00267

Artikelnummer: CM0030827



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen den menschlichen Transkriptionselongationsfaktor SUPT5H/SPT5. Validiert für WB, IP, ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch und Maus. Geeignet für Forschung zu Transkriptionsregulation und HIV Tat.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUPT5H/SPT5 Rabbit pAb
Aliase	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Spezies	Mensch
Gen-ID	6829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 125-425 von menschlichem SUPT5H/SPT5 (NP_003160.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00267
Proteingewicht	121 kDa
Versand	Eisbeutel