


Polyklonaler Anti-Supt6H/Spt6-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kz85

Artikelnummer: CM0023917



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes SUPT6H (SPT6), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Transkriptionsverlängerung und Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUPT6H Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SPT6; SPT6H; emb-5; SUPT6H
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6830
GenID	6830
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1500-1726 des humanen SUPT6H (NP_003161.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7KZ85
Proteingewicht	199 kDa
Versand	Eisbeutel