


Anti-Supt7L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O94864

Artikelnummer: CM0020277



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SUPT7L (STAGA-Komplex 65 Untereinheit Gamma), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUPT7L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPT7L; STAF65; SUPT7H; STAF65G; STAF65(Gamma); SUPT7L
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9913
Gen-ID	9913
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 210-400 von humanem SUPT7L (NP_001269658) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O94864
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel