

## Anti-Supv3L1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb8

Artikelnummer: CM0024873



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen SUPV3L1 (SUV3), eine mitochondriale RNA-Helikase. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Verwendung in der Erforschung von mitochondrialem Degradosom und RNA-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Details                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SUPV3L1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | SUV3; SUPV3L1                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 6832                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 6832                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 577-786 von humanem SUPV3L1 (NP_003162.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q8IYB8                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 88 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |