

Anti-Surf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15526

Artikelnummer: CM0026116

Einführung

Validiert für WB und ELISA, zielt dieser polyklonale Kaninchenantikörper auf humanes SURF1 ab, ein Protein der inneren Mitochondrienmembran, das für den Zusammenbau der Cytochrom-c-Oxidase essentiell ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, ideal für die Erforschung mitochondrialer Erkrankungen und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SURF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHY1; CMT4K; MC4DN1; SURF1
Spezies	Human
GenelD (Human)	6834
GenelD	6834
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-275 von humanem SURF1 (NP_003163.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15526
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistüte