

Anti-Survivin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15392

Artikelnummer: CM0007121



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Survivin (BIRC5), validiert für WB und ELISA. Survivin ist ein bifunktionelles Protein, das Apoptose hemmt und die Mitose reguliert, wodurch es zu einem wichtigen Biomarker in der Krebsforschung wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Survivin Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	API4; EPR-1; Survivin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	332
Gen-ID	332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-142 des humanen Survivin (NP_001159.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15392
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel