


Anti-Survivin Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15392

Artikelnummer: CM0021626



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Survivin (BIRC5/API4), empfohlen für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Survivin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	API4; EPR-1; Survivin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	332
Gen-ID	332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-142 des menschlichen Survivin (NP_001159.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15392
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel