


Anti-Survivin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc - O15392

Artikelnummer: CM0023906



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Survivin (BIRC5, O15392), validiert für WB und IF/ICC. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Apoptose- und Zellteilungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Survivin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	API4, EPR-1, Survivin(Ab-117)
Spezies	Mensch
Gen-ID	332 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-142 von humanem Survivin (NP_001159.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15392
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel