

Anti-Suv39H1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43463

Artikelnummer: CM0029849



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SUV39H1, eine Histon-H3K9-Methyltransferase, die für die Heterochromatinbildung und die transkriptionelle Repression entscheidend ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUV39H1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MG44; KMT1A; SUV39H; H3-K9-HMTase 1; SUV39H1
Spezies	Mensch (Human)
GenID (Mensch)	6839
GenID	6839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-220 von humanem SUV39H1 (NP_003164.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43463
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel