


Anti-Suv39H2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip - Q9H5I1

Artikelnummer: CM0024877



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes SUV39H2 (KMT1B) gerichtet ist und für WB, ELISA und ChIP validiert wurde. Ideal für epigenetische Forschung zu Histon-Methylierung, Heterochromatin und Gen-Silencing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SUV39H2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KMT1B; SUV39H2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79723
Gen-ID	79723
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 141-350 von humanem SUV39H2 (NP_001180354.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H5I1
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel