


Anti-Sv2A Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7L0J3

Artikelnummer: CM0023456



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SV2A, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, das auf die Aminosäuren 356-447 (NP_055664.3) abzielt. Ideal für die Erforschung synaptischer Vesikel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SV2A Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SV2, SLC22B1, SV2A
Spezies	Human
Gen-ID	9900 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 356-447 des humanen SV2A (NP_055664.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q7L0J3
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel