

Anti-Svop Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N4V2

Artikelnummer: CM0016769

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SVOP (Synaptic vesicle 2-related protein). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung und IVD-Assay-Entwicklung. Bereitgestellt von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SVOP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLC22B4; SVOP
Spezies	Human
Gen-ID	55530
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-80 von humanem SVOP (NP_061181.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N4V2
Protein-Gewicht	61kDa
Versand	Eistüte