

Anti-Swap70 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UH65

Artikelnummer: CM0012984



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SWAP70, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Molekulargewicht des Zielproteins ~69 kDa. UniProt: Q9UH65.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SWAP70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSPC321; SWAP-70; SWAP70
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23075
GenID	23075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 316-585 von menschlichem SWAP70 (NP_055870.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UH65
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel