

Anti-Syce1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N0S2

Artikelnummer: CM0027499

Einführung

IVD-gradiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches SYCE1 (CT76) gerichtet ist, für WB und ELISA. Entwickelt mit einem konservierten Immunogen, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Meiose- und Synaptonemalkomplex-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYCE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT76; POF12; SPGF15; C10orf94; SYCE1
Spezies	Mensch
GenID	93426
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 132-351 von menschlichem SYCE1 (NP_001137236.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N0S2
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel