

Anti-Sycp3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Izu3

Artikelnummer: CM0027490



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen das menschliche SYCP3, ein testisspezifisches Protein des Synaptonemalkomplexes, das für die Meiose und männliche Fruchtbarkeit essenziell ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung auf dem Gebiet der Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYCP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	COR1; SCP3; SPGF4; RPRGL4; SYCP3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	50511
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-236 des menschlichen SYCP3 (NP_710161.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8IZU3
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel