

Anti-Syk Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If, Fc, Elisa - P43405

Artikelnummer: CM0009235



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Syk, validiert für WB, IP, IF, FC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für BCR-Signaltransduktion, Immunrezeptorstudien und hämatologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syk Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	IMD82; p72-Syk
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6850
GenID	6850
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 251-350 von humanem Syk (NP_003168.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, FC (intrazellulär), ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43405
Proteingewicht	72kDa/70kDa
Versand	Eisbeutel