

Anti-Syk-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43405

Artikelnummer: CM0020864



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SYK (p72-Syk), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung und der Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syk-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	IMD82; p72-Syk; Syk
Art	Mensch
GeneID	6850 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen Syk (NP_001128524.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43405
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Kühlakku