

Anti-Sympk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb/Elisa - Q92797

Artikelnummer: CM0029786



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SYMPK (Symplekin). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung der Histon-mRNA-Prozessierung, der Biologie der Tight Junctions und der prä-mRNA-Polyadenylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYMPK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SPK; SYM; Pta1; SYMPK
Spezies	Human
GeneID	8189
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 310-530 von humanem SYMPK (NP_004810.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92797
Proteingewicht	141kDa
Versand	Kühltasche