

Anti-Syn1 Kaninchenpolyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P17600

Artikelnummer: CM0028727

Einführung

SYN1 Kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem SYN1. Ideal für die Forschung zu synaptischen Vesikeltransport und Neurotransmitterfreisetzung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; SYN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6853
GenID	6853
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von menschlichem SYN1 (NP_008881.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17600
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel