

Anti-Synapsin-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17600

Artikelnummer: CM0004477

Einführung

Anti-Synapsin-1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf synaptisches Vesikel-Phosphoprotein ab, das für die Neurotransmitterfreisetzung und synaptische Plastizität entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Synapsin-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Synapsin-1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6853
GeneID	6853
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 401-500 von humanem Synapsin-1 (NP_008881.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17600
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel