

Anti-Synapsin II Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q92777

Artikelnummer: CM0002183

Einführung

Anti-Synapsin II Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Forschung zu Synapsen und Neurotransmitterfreisetzung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Synapsin II Kaninchen mAk
Bemerkung/Alias	SYNII; Synapsin II
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6854
GenID	6854
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-300 von menschlichem Synapsin II (Q92777) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92777
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Eisbeutel