

Anti-Synaptophysin Polyklonales Antikörper Für Wb, Ip, If, Ihc - P08247

Artikelnummer: CM0027282

Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes Synaptophysin (34kDa) für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung synaptischer Vesikel und Studien zu neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Synaptophysin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Synaptophysin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6855
GenID	6855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 222-313 des menschlichen Synaptophysin (NP_003170.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08247
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel