

Anti-Synaptophysin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P08247

Artikelnummer: CM0002692

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Synaptophysin gerichtet ist. Validiert für WB, IF und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Untersuchung der Biologie synaptischer Vesikel und der Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Synaptophysin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96; Synaptophysin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6855
GenID	6855
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 200-300 von menschlichem Synaptophysin entspricht (NP_003170.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P08247
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel