

Anti-Synaptophysin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08247

Artikelnummer: CM0008990

Einführung

Synaptophysin Kaninchen-monoklonaler Antikörper (Mensch, Maus, Ratte) validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal für die Erforschung der Biologie synaptischer Vesikel, Plastizität und Neuropathologie. Dieser Antikörper zielt auf den präsynaptischen Marker Synaptophysin ab und ermöglicht einen zuverlässigen Nachweis in Hirngewebe und kultivierten Neuronen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Synaptophysin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MRX96; MRXSYP; XLID96
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6855
GeneID	6855
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08247
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel