

Anti-Syne3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zmz3

Artikelnummer: CM0018206



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SYNE3 (Nesprin-3), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zum LINC-Komplex und zur Kernpositionierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYNE3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; SYNE3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	161176
GenID	161176
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 740-920 von humanem SYNE3 (NP_689805.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6ZMZ3
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel