

Anti-Syngap Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Pv0

Artikelnummer: CM0002694

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches SynGAP (148 kDa), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von synaptischer Signalübertragung, Plastizität und Autismus-Spektrum-Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SynGAP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRD5; RASA1; RASA5; SYNGAP; SynGAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8831
Gen-ID	8831
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PV0
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eistasche