

Kaninchen-Polyclonales Anti-Synpo Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N3V7

Artikelnummer: CM0018327

Einführung

Kaninchen-polklonales Antikörper gegen menschliches Synaptopodin (SYNPO), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt Targets aus Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Aktindynamik in dendritischen Dornen und Fußfortsätzen von Podozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYNPO Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SYNPO
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11346
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 820-920 des menschlichen SYNPO entspricht (NP_001159680.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N3V7
Proteinmasse	99 kDa
Versand	Eisbeutel