

Poliklonaler Anti-Synpo (Synaptopodin)-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N3V7

Artikelnummer: CM0027301

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SYNPO (Synaptopodin), validiert für WB und ELISA. Erkennt endogene Spiegel bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an dendritischen Dornen und Podozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYNPO Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SYNPO
Art	Mensch
GenID (Mensch)	11346
GenID	11346
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 des humanen SYNPO (NP_001159680.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N3V7
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel