

Anti-Synpo2L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H987

Artikelnummer: CM0030031

Einführung

Kaninchen anti-SYNPO2L polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines SYNPO2L (~102 kDa) und unterstützt die Forschung an Aktin-basierter Formmodulation und dem Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYNPO2L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SYNPO2L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79933
GenID	79933
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von menschlichem SYNPO2L (NP_001107605.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9H987
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel