

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Anti-Syntaphilin (Snph) Für Wb, Elisa - O15079

Artikelnummer: CM0013751

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SNPH (Syntaphilin). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Hemmung des SNARE-Komplexes und der synaptischen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNPH-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SNPH; bA314N13.5
Art	Mensch
Gen-ID	9751
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 300-425 des humanen SNPH (NP_055538.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15079
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku