

Anti-Syntaxin 16 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14662

Artikelnummer: CM0008967



Einführung

Anti-Syntaxin 16 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf ein SNARE-Protein ab, das am vesikulären Transport von späten Endosomen zum trans-Golgi-Apparat beteiligt ist. Ideal für die Erforschung des Membrantransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Syntaxin 16 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SYN16; SYN-16; Syntaxin 16
Spezies	Mensch
Gen-ID	8675
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Syntaxin 16 (O14662) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14662
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eispackung