

Anti-Syntaxin (Stx1A/Stx1B/Stx2/Stx3) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q16623 / P61266 / P32856 / Q13277

Artikelnummer: CM0003848

Einführung

Syntaxin Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Syntaxin-1A/1B/2/3. Geeignet für die Erforschung von SNARE-vermittelter Exozytose und neuronaler Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syntaxin Rabbit mAb
Anmerkungen/Aliase	STX1A/STX1B/STX2/STX3; Syntaxin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6804/112755/2054/6809
GenID	6804/112755/2054/6809
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Syntaxin (P61266) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16623/P61266/P32856/Q13277
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel