


Anti-Syntenin-1-(Syntenin)-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000560

Artikelnummer: CM0011479



Einführung

Syntenin-Kaninchen-mAb (MDA-9/ST1) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Hochspezifischer monoklonaler Antikörper. Untersuchung der Exosomenbiogenese, Krebsmetastasierung und TGF-beta-Signalübertragung. | 32 kDa | 000560

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syntenin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ST1; MDA9; SYCL; MDA-9; TACIP18; Syntenin
Spezies	Mensch
GeneID	6386
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen Syntenins (000560) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	000560
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel