

Monoklonaler Anti-Syntrophin-Alpha-1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13424

Artikelnummer: CM0003651

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Syntrophin alpha 1 (Q13424). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Dystrophin-Komplex und neuromuskulären Synapsen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syntrophin alpha 1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	SNT1; LQT12; TACIP1; dj1187J4.5; Syntrophin alpha 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6640
GenID	6640
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Syntrophin alpha 1 (Q13424) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13424
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisverpackung