

Anti-Syntrophin Alpha 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13424

Artikelnummer: CM0023626

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Syntrophin alpha 1 (SNTA1). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Dystrophin-Komplexes und der neuromuskulären Synapse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Syntrophin alpha 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SNT1; LQT12; TACIP1; dj1187J4.5; Syntrophin alpha 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6640
Gen-ID	6640
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-90 von humanem Syntrophin alpha 1 (NP_003089.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13424
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel