

Anti-Sypl1 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q16563

Artikelnummer: CM0021271

Einführung

Anti-SYPL1 kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA Anwendungen. Reagiert mit dem menschlichen Synaptophysin-ähnlichen Protein 1 (Pantophysin), einem Membranprotein, das am zytoplasmatischen Vesikelverkehr beteiligt ist. Ideal für zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYPL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SYPL; H-SP1; SYPL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6856
Gen-ID	6856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-120 des menschlichen SYPL1 (NP_006745.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16563
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel