

Anti-Syt1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21579

Artikelnummer: CM0008059



Einführung

Hochleistungsfähiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SYT1 (Synaptotagmin-1). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung an synaptischen Vesikeln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P65; SYT; BAGOS; SVP65
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6857
Gen-ID	6857
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 141-422 des humanen SYT1 (NP_005630.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21579
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel