


Anti-Syt4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H2B2

Artikelnummer: CM0027808



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Synaptotagmin-4 (SYT4) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zum Transport neuronaler dichter Kernvesikel und zur Dendritenbildung von Melanozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYT4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HsT1192; SYT4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6860
GenID	6860
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 38-190 von humanem SYT4 (NP_065834.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2B2
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel