

Anti-Syt6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T7P8

Artikelnummer: CM0020484

Einführung

Anti-SYT6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-Synaptotagmin-6, einen Kalziumsensor bei vesikulärem Transport und Exozytose. Ideal für Neurowissenschafts- und Sekretionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYT6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	sytVI; SYT6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	148281
GeneID	148281
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-120 des menschlichen SYT6 (NP_001257734.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5T7P8
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel