

Anti-Syt7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43581

Artikelnummer: CM0014459



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Synaptotagmin-7 (SYT7), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. SYT7 ist ein Kalziumsensor, der für lysosomale Exozytose, Membranreparatur und synaptische Fazilitation essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SYT7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IPCA7; IPCA-7; SYTVII; PCANAP7; SYT-VII; SYT7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9066
Gen-ID	9066
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 38-170 von menschlichem SYT7 (NP_004191.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43581
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel