

Anti-T-Bet/Tbx21 Kaninchen-Rekombinanter Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q9UI17

Artikelnummer: CM0005816

Einführung

Hochspezifischer Anti-T-bet/Tbx21 Kaninchen-rekombinanter monoklonaler Antikörper (PolymAb®), validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes T-bet; ideal für die Th1-Linienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	T-bet/Tbx21 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	30009
GenID	30009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 322-535 von humanem T-bet/Tbx21 (NP_037483.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Rekombinanter monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UL17
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel