


Anti-T1R3/Tas1R3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7Rtx0

Artikelnummer: CM0007342



Einführung

Hochleistungsfähiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen T1R3/TAS1R3, eine wichtige Untereinheit des Geschmacksrezeptors für süße und umami Wahrnehmung. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	T1R3/TAS1R3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T1R3
Spezies	Human
GeneID	83756
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 400-570 von humanem T1R3/TAS1R3 (NP_689414.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7RTX0
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel