

Anti-Taar1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Rj0

Artikelnummer: CM0024386



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TAAR1 (Trace Amine-Associated Receptor 1), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und GPCR-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAAR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TA1; TAR1; TRAR1; TAAR1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	134864
Gen-ID	134864
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96Rj0
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche