

Anti-Tab2 (Map3K7Ip2) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nyj8

Artikelnummer: CM0027433



Einführung

Entdecken Sie den Anti-TAB2 Kaninchen-poliklonalen Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Targett TAB2 von Mensch, Maus und Ratte (UniProt Q9NYJ8), einen wichtigen Adapter der NF-κB- und JNK-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHTD2; TAB-2; MAP3K7IP2; TAB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23118
Gen-ID	23118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 510-620 des humanen TAB2 (NP_055908.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYJ8
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel