

Anti-Tab3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N5C8

Artikelnummer: CM0003650

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper mit hoher Spezifität, der gegen TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA in menschlichen und Maus-Proben validiert wurde. Ideal für die Untersuchung der NF-kB- und JNK-Signalwege in der Krebs- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAB3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NAP1; MAP3K7IP3; TAB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	257397
GenID	257397
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TAB3 (Q8N5C8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N5C8
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel