

Anti-Tab3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5C8

Artikelnummer: CM0018991

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3). Validiert für WB, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der NF-κB- und JNK-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NAP1, MAP3K7IP3, TAB3
Spezies	Human
GeneID (Human)	257397
GeneID	257397
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 390-480 von humanem TAB3 (NP_690000.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N5C8
Proteingewicht	79kDa
Versand	Kühltasche