

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Tac1-Antikörper Für Wb, Elisa - P20366

Artikelnummer: CM0019066



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-TAC1-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-TAC1. Rekombinantes Immunogen, entsprechend den Aminosäuren 1-129. Ideal für Forschungsarbeiten zu Neurowissenschaften und Entzündungen im Zusammenhang mit Substanz P und der Tachykinin-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NK2; NPK; NKNA; TAC2; Hs.2563; TAC1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6863
Gen-ID	6863
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-129 des humanen TAC1 (NP_003173.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch,Ratte
SWISS	P20366
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku