


Anti-Tac3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Uhf0

Artikelnummer: CM0025737



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TAC3 (Tachykinin-3), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Neuropeptid-Signalübertragung und der gonadalen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TAC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NK3; NKB; HH10; NKNB; PRO1155; ZNEUROK1; LncZBTB39; TAC3
Spezies	Human
GeneID (Human)	6866
GeneID	6866
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHF0
Protein-Gewicht	13 kDa
Versand	Eistasche