

Anti-Tacc3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6A5

Artikelnummer: CM0003750



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler TACC3-Antikörper zur Detektion von endogenem TACC3 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung der Zentrosomdynamik, der Mitose und des Krebsfortschritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TACC3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ERIC1; Tacc4; ERIC-1; maskin; TACC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10460
Gen-ID	10460
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6A5
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel